

	ロングパス	バンドパス
蛍光試薬	落射蛍光ユニット名	落射蛍光ユニット名
Acridine Orange + DNA	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
Acridine Orange + DNA and RNA	FUS-NX-19002	
Alexa Fluor 350™	FUS-NX-19000	FUS-NX-39000
Alexa Fluor 488™	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
Alexa Fluor 546™	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
Alexa Fluor 555™	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
Alexa Fluor 568™	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
Alexa Fluor 594™	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
Atto 488	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
Atto 550	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
Auramine-rhodamine	FUS-NX-19002	
Azami Green	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
Biosearch Blue	FUS-NX-19000	FUS-NX-39000
BODIPY FL/pH7.2	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
CAL Fluor® Red 590	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
CAL Fluor® Red 610	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
Calcein	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
Calcium Green™-1	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
Calcofluor White	FUS-NX-19000	
Coumarin	FUS-NX-19000	FUS-NX-39000
Cy2™	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
Cy3.5™	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
Cy3™	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
DAPI	FUS-NX-19000	FUS-NX-39000
Dil	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
DiO	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
DsRed	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
DyLight 350	FUS-NX-19000	FUS-NX-39000
DyLight 488	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
DyLight 549	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
DyLight 594	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
EGFP	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
Emerald GFP	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
FAM	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
FITC	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
Fluo-4	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
FM™ 4-64	FUS-NX-19006	
FusionRed	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
GFP	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
Hoechst 33258	FUS-NX-19000	FUS-NX-39000
JC-1 non-ratiometric	FUS-NX-19002	
Killer Red	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
LysoTracker Blue/MeOH	FUS-NX-19000	FUS-NX-39000
LysoTracker Green/pH 5.2	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
mCherry	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
MitoTracker Green FM/MeOH	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
MitoTracker Orange/MeOH	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
MitoTracker Red/MeOH	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
mKate2	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
mPlum	FUS-NX-19006	
mRFP1	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
mWasabi	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
Oregon Green™ 488	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
R-phycoerythrin	FUS-NX-19004	
ReAsH-CCPGCC	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
Resorufin	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
Rhod-2	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
Rhodamine Red™-X	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
ROX	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
Sulforhodamine 101	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
SYBR® Green I	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
SYTO 9/DNA	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002
TagRFP	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
TAMRA	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
tdTomato	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
Tetramethylrhodamine isothiocyanate	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
Texas Red®	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
Texas Red®-X	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
TRITC	FUS-NX-19004	FUS-NX-39004
TurboFP650	FUS-NX-19006	
X-rhod-1/Ca2+	FUS-NX-19006	FUS-NX-39010
ZsGreen1	FUS-NX-19002	FUS-NX-39002