

	ロングパス	バンドパス
蛍光試薬	フィルタキューブ名	フィルタキューブ名
Acridine Orange + DNA	FLC-19002B	FLC-39002B
Acridine Orange + DNA and RNA	FLC-19002B	
Alexa Fluor 350™	FLC-19000B	FLC-39000B
Alexa Fluor 488™	FLC-19002B	FLC-39002B
Alexa Fluor 546™	FLC-19004B	FLC-39004B
Alexa Fluor 555™	FLC-19004B	FLC-39004B
Alexa Fluor 568™	FLC-19006B	FLC-39010B
Alexa Fluor 594™	FLC-19006B	FLC-39010B
Atto 488	FLC-19002B	FLC-39002B
Atto 550	FLC-19004B	FLC-39004B
Auramine-rhodamine	FLC-19002B	
Azami Green	FLC-19002B	FLC-39002B
Biosearch Blue	FLC-19000B	FLC-39000B
BODIPY FL/pH7.2	FLC-19002B	FLC-39002B
CAL Fluor® Red 590	FLC-19004B	FLC-39004B
CAL Fluor® Red 610	FLC-19006B	FLC-39010B
Calcein	FLC-19002B	FLC-39002B
Calcium Green™-1	FLC-19002B	FLC-39002B
Calcofluor White	FLC-19000B	
Coumarin	FLC-19000B	FLC-39000B
Cy2™	FLC-19002B	FLC-39002B
Cy3.5™	FLC-19006B	FLC-39010B
Cy3™	FLC-19004B	FLC-39004B
DAPI	FLC-19000B	FLC-39000B
DiI	FLC-19004B	FLC-39004B
DiO	FLC-19002B	FLC-39002B
DsRed	FLC-19004B	FLC-39004B
DyLight 350	FLC-19000B	FLC-39000B
DyLight 488	FLC-19002B	FLC-39002B
DyLight 549	FLC-19004B	FLC-39004B
DyLight 594	FLC-19006B	FLC-39010B
EGFP	FLC-19002B	FLC-39002B
Emerald GFP	FLC-19002B	FLC-39002B
FAM	FLC-19002B	FLC-39002B
FITC	FLC-19002B	FLC-39002B
Fluo-4	FLC-19002B	FLC-39002B
FM™ 4-64	FLC-19006B	
FusionRed	FLC-19006B	FLC-39010B
GFP	FLC-19002B	FLC-39002B
Hoechst 33258	FLC-19000B	FLC-39000B
JC-1 non-ratiometric	FLC-19002B	
Killer Red	FLC-19006B	FLC-39010B
LysoTracker Blue/MeOH	FLC-19000B	FLC-39000B
LysoTracker Green/pH 5.2	FLC-19002B	FLC-39002B
mCherry	FLC-19006B	FLC-39010B
MitoTracker Green FM/MeOH	FLC-19002B	FLC-39002B
MitoTracker Orange/MeOH	FLC-19004B	FLC-39004B
MitoTracker Red/MeOH	FLC-19006B	FLC-39010B
mKate2	FLC-19006B	FLC-39010B
mPlum	FLC-19006B	
mRFP1	FLC-19006B	FLC-39010B
mWasabi	FLC-19002B	FLC-39002B
Oregon Green™ 488	FLC-19002B	FLC-39002B
R-phycoerythrin	FLC-19004B	
ReAsH-CCPGCC	FLC-19006B	FLC-39010B
Resorufin	FLC-19004B	FLC-39004B
Rhod-2	FLC-19004B	FLC-39004B
Rhodamine Red™-X	FLC-19006B	FLC-39010B
ROX	FLC-19006B	FLC-39010B
Sulforhodamine 101	FLC-19006B	FLC-39010B
SYBR® Green I	FLC-19002B	FLC-39002B
SYTO 9/DNA	FLC-19002B	FLC-39002B
TagRFP	FLC-19004B	FLC-39004B
TAMRA	FLC-19004B	FLC-39004B
tdTomato	FLC-19004B	FLC-39004B
Tetramethylrhodamine isothiocyanate	FLC-19004B	FLC-39004B
Texas Red®	FLC-19006B	FLC-39010B
Texas Red®-X	FLC-19006B	FLC-39010B
TRITC	FLC-19004B	FLC-39004B
TurboFP650	FLC-19006B	
X-rhod-1/Ca2+	FLC-19006B	FLC-39010B
ZsGreen1	FLC-19002B	FLC-39002B